





# Allium™ Medical

## RPS – Stent per l'Uretra Posteriore



# RPS

Lo Stent RPS è utilizzato per la gestione minimamente invasiva delle stenosi anastomotiche uretero-vescicali, per aprire passaggi occlusi e per facilitare la minzione a seguito di interventi di Prostatectomia Radicale, Cisto-Prostatectomia Radicale o per il trattamento di stenosi del collo vescicale a seguito di interventi di TURP. Lo speciale segmento sfinterico è stato appositamente progettato per ridurre al minimo la disfunzione sfinterica. Lo stent RPS è conforme alla forma dell'organo e non mette a repentaglio il calibro del lume, garantendo il massimo comfort per il paziente.




Allium Medical

# RPS- Stent per l'Uretra Posteriore

## Vantaggi

1. **Rivestimento Unico:** Interamente ricoperto da un rivestimento polimerico progettato per evitare la crescita del tessuto all'interno del lume e per ridurre incrostazioni, formazione di calcoli e calcificazione.
2. **Migrazione Ridotta:** progettato con un ancoraggio intra-duodenale per ridurre la migrazione verso l'alto.
3. **Rimozione Facile e Sicura:** - Lo stent viene rimosso tramite srotolamento – diviene una striscia filiforme
4. **Elevata Flessibilità:** - Estremamente flessibile per garantire un'irritazione minima ed il massimo comfort del paziente.



5. **Facile Posizionamento:** – I marker radiopachi non sono necessari considerato lo spessore della guida dello stent, facilmente visibile tramite fluoroscopia.

6. **Lungo periodo d'impianto:** - Destinato ad un impianto a lungo termine, può eliminare la necessità di procedure di impianto ricorrenti.

### Allium's unique stent unraveling feature



## Modelli di Stent

### Sistema di Rilascio

Lo Stent RPS è montato su un sistema di rilascio per il trattamento sotto fluoroscopia.

### Misure

Lo Stent RPS ha una lunghezza di 40 mm ed un calibro di 45 Fr.

## La nuova generazione della famiglia Stent Allium Include:

*BUS - Stent per l'uretra bulbare*

*TPS - Stent triangolare prostatico*

*URS - Stent Ureterale*

## La società Allium™

Medical è produttrice, sviluppatrice e distributrice di Stent interamente ricoperti – sito specifico – per il sistema urinario e biliare. Una nuova generazione di stent è stata sviluppata per rispondere alle esigenze non soddisfatte ed ai problemi comuni ad oggi non risolti dagli altri stent presenti sul mercato.

## Informazioni di contatto:

[info@allium-medical.com](mailto:info@allium-medical.com)

2 Ha-Eshel St., PO Box 3081  
Caesarea Industrial Park South  
38900 Israel

Tel: +972-4-6277166

Fax: +972-4-6277266

[www.allium-medical.com](http://www.allium-medical.com)



Worldwide patents and patents pending.

