

Scheda Tecnica

CUNNINGHAM[®]

Stringipene per incontinenza urinaria

Scheda Tecnica Medical 4_Rev.3

1. **DENOMINAZIONE:** CUNNINGHAM[®]
2. **DESCRIZIONE:** stringipene per incontinenza urinaria, con cuscinetto in gommapiuma soffice modellabile, a chiusura regolabile, riutilizzabile.

Codice	Misura
004052	small
004053	medium
004054	large

3. **STERILIZZAZIONE:** non sterile
4. **OFFICINA DI PRODUZIONE:** C.R.Bard Inc. – Covington – GA 30014 – U.S.A.
5. **CERTIFICATO CE:** n. 00931 **Ente notificato:**BSI **Classe:** I
6. **CND:** U070201 **NR.REG.REP.DM:** 86688
7. **CONFEZIONAMENTO:** confezione commerciale composta di 1 unità. Ogni unità è confezionata singolarmente in una busta interna in PVC trasparente termosaldata e quindi in una scatola di cartone; etichetta descrittiva applicata esternamente alla scatola; istruzioni per l'uso multilingua all'interno di ogni singola confezione.
8. **CARATTERISTICHE TECNICHE:**
 - Corpo interno realizzato con acciaio inox modellabile
 - Rivestita in lattice color ambra
 - Cuscinetto in gommapiuma ipoallergenico, soffice e atraumatico
 - Sistema di chiusura ed apertura regolabile in varie posizioni
 - Riutilizzabile fino a 90 giorni
 - Lavabile con sapone neutro
9. **LATEX FREE:** contiene lattice
10. **INDICAZIONI PER L'USO:** indicato per la gestione dell'incontinenza urinaria maschile anche post-chirurgica (es.: post-prostatectomia)